

Anti-Prohibitin 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P35232

품목 번호: CM0014958



소개

인간 Prohibitin (PHB)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Prohibitin의 미토콘드리아, 핵, 및 세포막 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Prohibitin 토끼 pAb
비고/별칭	PHB, PHBI, HEL-215, HEL-S-54e, Prohibitin
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	5245
GeneID	5245
면역원	인간 Prohibitin (NP_002625.1)의 아미노산 73-272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P35232
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백