

Anti-Proteinase 3/Pr3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P24158

품목 번호: CM0022528



소개

사람 Proteinase 3/PR3 (Myeloblastin)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 쥐(Rat)와의 교차 반응성을 가집니다. 염증, 호중구 생물학, 자가면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Proteinase 3/PR3 Rabbit pAb
비고/별칭	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinase 3/PR3
종 (Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5657
유전자 ID	5657
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	WB, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	쥐 (Rat)
SWISS	P24158
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백 (Ice bag)