

Wb, Ihc-P, Elisa용 Prox1 토끼 단일클론 항체 - Q92786

품목 번호: CM0009640



소개

WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 PROX1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 표본에서 반응합니다. 표적 분자량은 83kDa입니다. 발생생물학 및 일주기 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PROX1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PROX1; prospero homeobox 1
종	인간
유전자ID (인간)	5629
유전자ID	5629
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92786
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩