


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Psd95 폴리클로날 항체 - P78352

품목 번호: CM0027285



소개

인간 PSD95 (DLG4, SAP90)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 교차 반응성을 통해 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 시냅스 가소성 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSD95 Rabbit pAb
비고/별칭	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	1742
GeneID	1742
면역원	인간 PSD95 (NP_001308004.1)의 아미노산 420-510에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P78352
단백질 분자량	80 kDa
배송	아이스백 (Ice bag)