


Wb, Ihc-P, Elisa용 항 Psmb3 다클론 항체 - P49720

품목 번호: CM0025399



소개

PSMB3 토끼 다클론 항체(HC10-II)는 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 생쥐 및 쥐 PSMB3를 검출합니다. 프로테아좀 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMB3 토끼 pAb
비고/별칭	HC10-II; PSMB3
종	인간
유전자 ID (인간)	5691
유전자 ID	5691
면역원	제조업 단백질 인간 PSMB3 (NP_002786.2)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P49720
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스백