


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Psmc1 다클론 항체 - P62191

품목 번호: CM0014918



소개

PSMC1 Rabbit pAb는 WB, IHC-P, ELISA에서 인간, 마우스, 랫드 PSMC1을 검출합니다. 26S 프로테아좀 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMC1 Rabbit pAb
비고/별칭	S4; p56; RPT2; P26S4; NEDGTH; PSMC1
종	인간
유전자 ID (인간)	5700
유전자 ID	5700
면역원	인간 PSMC1의 아미노산 77-440(NP_002793.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62191
단백질 중량	49kDa
배송	아이스팩