


Anti-Psmd1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q99460

품목 번호: CM0018910



소개

인간 PSMD1 (26S 프로테아좀 비-ATPase 조절 소단위 1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 프로테아좀 및 유비퀴틴 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	PSMD1 Rabbit pAb
비고/별칭	S1; P112; Rpn2; PSMD1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5707
GeneID	5707
면역원(Immunogen)	인간 PSMD1 (NP_002798.2)의 아미노산 794-953에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99460
단백질 분자량	106kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)