

Wb, If-P, Elisa용 항-Ptch1 다클론 항체 - Q13635

품목 번호: CM0017882



소개

인간 PTCH1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 반응합니다. 헤지호그 신호 전달, 종양 억제 및 콜레스테롤 수송 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTCH1 토끼 pAb
비고/별칭	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
종	인간
GeneID (인간)	5727
GeneID	5727
면역원	인간 PTCH1 (NP_000255.2)의 아미노산 770-970에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q13635
단백질 분자량	161kDa
배송 방식	아이스 팩