


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pthlh 다클론 항체 - P12272

품목 번호: CM0029100



소개

인간 PTHLH를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 확인했으며 WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 뼈 발달, 칼슘 수송 및 암세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTHLH Rabbit pAb
비고/별칭	HHM, PLP, BDE2, PTHR, PTHRP, PTHLH
종	인간
유전자 ID (인간)	5744
유전자 ID	5744
면역원	인간 PTHLH (NP_945316.1)의 아미노산 25-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12272
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스백