


Wb 및 Elisa용 항Ptx3 다클론 항체 - P26022

품목 번호: CM0015684



소개

인간 PTX3(TSG-14/TNFAIP5)을 인식하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 선천성 면역, 염증 및 펜트락신 관련 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTX3 토끼 pAb
비고/별칭	TSG-14; TNFAIP5; PTX3
종	인간
유전자 ID (인간)	5806
유전자 ID	5806
면역원	인간 PTX3 (NP_002843.2)의 아미노산 18-381에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26022
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩