

Wb 및 Elisa용 Anti-Pxk 토끼 다클론 항체 - Q7Z7A4

품목 번호: CM0014064

소개

PXK 토끼 다클론 항체는 Na,K-ATPase 및 시냅스 전달의 조절자인 PX 도메인 함유 단백질 키나아제 유사 단백질(MONaKA)을 표적으로 합니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB 및 ELISA에 적합합니다. 65kDa 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PXK 토끼 pAb
비고/별칭	SLOB; MONAKA; PXK
종	인간
유전자 ID(인간)	54899
유전자 ID	54899
면역원	인간 PXK(NP_060241.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q7Z7A4
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩