

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pycr1 토끼 단일클론 항체 - P32322

품목 번호: CM0008024



소개

인간 PYCR1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 프롤린 대사, 미토콘드리아 기능 및 산화 스트레스 반응 연구에 이상적입니다. CamelBio의 원스톱 IVD 원료 공급망을 기반으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PYCR1 토끼 mAb
비고/별칭	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B
종	인간
GeneID (인간)	5831
GeneID	5831
면역원	인간 PYCR1(NP_008838.2)의 아미노산 211-310 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32322
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩