


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab11A 다클론 항체 - P62491

품목 번호: CM0015817



소개

사람 RAB11A에 특이적인 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 랫드와 교차 반응합니다. 세포내이입 재순환 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB11A 토끼 pAb
비고/별칭	YL8; RAB11A
종	사람
유전자 ID (사람)	8766
유전자 ID	8766
면역원	사람 RAB11A(NP_004654.1)의 아미노산 100-200번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 랫드
SWISS	P62491
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩