


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab11A 토끼 단일클론 항체 - P62491

품목 번호: CM0008703



소개

인간 RAB11A(P62491)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포내이입 재순환 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB11A 토끼 mAb
비고/별칭	YL8; RAB11A
종	인간
유전자 ID (인간)	8766
유전자 ID	8766
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62491
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩