


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Rab11A/B 토끼 단클론 항체 - P62491 / Q15907

품목 번호: CM0002335



소개

이 RAB11A/B에 대한 토끼 단클론 항체는 WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 이 항체는 내재화 재활용 및 막 수송의 핵심 조절인자인 인간, 마우스 및 래트 RAB11A와 RAB11B를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB11A/B 토끼 mAb
비고/별칭	YL8; H-YPT3; NDAGSCW; RAB11A/B
종	인간
GeneID (인간)	8766/9230
GeneID	8766/9230
면역원	인간 RAB11A/B (NP_004654.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62491/Q15907
단백질 분자량	24KDa
배송 방식	아이스백