


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab11A/Rab11B 폴리클로날 항체 - P62491 / Q15907

품목 번호: CM0023083



소개

이 토끼 폴리클로날 항체는 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 RAB11A 및 RAB11B를 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 엔도사이틱 리사이클링 및 세포 분열 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB11A/RAB11B Rabbit pAb
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	8766/9230
유전자 ID	8766/9230
면역원	사람 RAB11A/RAB11B (NP_004654.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P62491/Q15907
배송	아이스 백 (Ice bag)