

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab11Fip5 폴리클로널 항체 - Q9Bxf6

품목 번호: CM0021045

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 RAB11FIP5 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 반응합니다. 재조합 면역원 (aa 354-653). 상부 재활용 엔도솜 운송, 인슐린 분비 및 V-ATPase 운송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB11FIP5 Rabbit pAb
비고/별칭	GAF1; pp75; RIP11; gaf-1; rab11-FIP5; RAB11FIP5
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	26056
면역원(Immunogen)	인간 RAB11FIP5 (NP_056285.1)의 아미노산 354-653에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q9BXF6
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)