

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab1A 다클론 항체 - P62820

품목 번호: CM0019195



소개

인간 RAB1A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. ER-골지체 수송, 자가포식 및 세포 이동 연구에 이상적입니다. 23 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB1A 토끼 pAb
비고/별칭	RAB1; YPT1; RAB1A
종	인간
유전자 ID (인간)	5861
유전자 ID	5861
면역원	인간 RAB1A(NP_004152.1)의 아미노산 1-205 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62820
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩