


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab21 토끼 다클로날 항체 - Q9UL25

품목 번호: CM0015262



소개

인간 RAB21 (Ras-related protein Rab-21)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 내인성 RAB21을 ~24 kDa에서 검출합니다. 막 트래피킹, 인테그린 재순환 및 오토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB21 Rabbit pAb
비고/별칭	RAB21
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	23011
GeneID	23011
항원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UL25
단백질 분자량	24kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)