

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Rab27B 토끼 단클론 항체 - O00194

품목 번호: CM0012471



소개

인간 RAB27B에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 후기 세포내이입 경로 조절 및 세포내 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB27B 토끼 단클론항체
비고/별칭	C25KG
종	인간
GeneID (인간)	5874
GeneID	5874
면역원	인간 RAB27B (NP_004154.2)의 아미노산 1-218에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00194
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백