

Anti-Rab31 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13636

품목 번호: CM0026549



소개

RAB31 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 골지체 기능, 엔도사이토시스, 파고솜 성숙에서 RAB31 GTPase의 역할을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB31 Rabbit pAb
비고/별칭	Rab22B; RAB31
종	인간
GeneID (인간)	11031
GeneID	11031
면역원	재조합 단백질 인간 RAB31 (NP_006859.2)의 아미노산 1-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13636
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백