

Anti-Rab33A (Rabs10) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q14088

품목 번호: CM0020771

소개

인간 RAB33A에 대한 토끼 폴리클론 항체. Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 림프구 세포에서 오토파고솜 형성 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB33A Rabbit pAb
비고/별칭	RabS10; RAB33A
종	인간
GeneID (Human)	9363
GeneID	9363
면역원	인간 RAB33A (NP_004785.1)의 아미노산 118-237에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q14088
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백