

Wb 및 Elisa용 Anti-Rab3Gap2 토끼 다클론 항체 - Q9H2M9

품목 번호: CM0022007



소개

WB 및 ELISA에 권장되는 RAB3GAP2(p150) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드와 교차 반응합니다. Rab GTPase 조절, 소포 수송 및 신경 발달 과정을 연구하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RAB3GAP2 토끼 pAb
비고/별칭	p150; SPG69; MARTS1; WARBM2; RAB3GAP150; RAB3-GAP150; RAB3GAP2
종	인간
유전자 ID(인간)	25782
유전자 ID	25782
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9H2M9
단백질 분자량	156kDa
배송	아이스팩