

Wb, Elisa용 Anti-Rab7 토끼 다클로날 항체 - P51149

품목 번호: CM0017673



소개

인간 RAB7 (Ras-related protein Rab-7a)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 엔도-리소좀 운반, 오토파지, 및 샤르코-마리-투스병(Charcot-Marie-Tooth disease) 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB7 Rabbit pAb
비고/별칭	RAB7; CMT2B; PRO2706
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7879
GeneID	7879
면역원	합성 펩타이드 인간 RAB7 (NP_004628.4)의 아미노산 100-207 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P51149
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)