


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rababgap1 폴리클로날 항체 - Q9Y3P9

품목 번호: CM0017989



소개

센트리오솜 기능 및 세포 주기 진행에 관여하는 Rab GTPase-activating protein인 RABGAP1을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 적합하며, 사람과 마우스 샘플에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RABGAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	GAPCENA; TBCID11; RABGAP1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23637
GeneID	23637
항원	사람 RABGAP1 (NP_036329.3)의 아미노산 830-1069에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9Y3P9
단백질 크기	122kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)