


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rac1/2/3 Rabbit Monoclonal Antibody - P63000 / P15153 / P60763

품목 번호: CM0010315



소개

Rac1/2/3에 대한 고친화도 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 Rac 단백질과 교차 반응합니다. 인간 RAC1 N-말단 영역(P63000)을 기반으로 한 재조합 면역원입니다. GTPase 신호 전달 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rac1/2/3 Rabbit mAb
비고/별칭	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
종	인간
GeneID (인간)	5879
GeneID	5879/5880/5881
면역원	재조합 단백질: 인간 RAC1 (P63000)의 아미노산 1-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P63000/P15153/P60763
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백