

Wb, If/Icc, Elisa용 항Rad23A 단클론 항체 - P54725

품목 번호: CM0008889



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Rad23A 토끼 단클론 항체. 인간 및 생쥐 Rad23A (HR23A)를 인식합니다. DNA 수선, 히스톤 탈메틸화 및 프로테아좀 분해 연구용 연구등급 IVD 원자재입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rad23A 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HR23A; HHR23A; Rad23A
종	인간
유전자 ID	5886
면역원	합성 펩티드 인간 Rad23A (P54725)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P54725
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백