

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ralbp1 단클론 항체 - Q15311

품목 번호: CM0012432



소개

인간 RALBP1(RLIP76)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, Ral 신호 전달 및 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RALBP1 토끼 mAb
비고/별칭	RIPI; RLIP1; RLIP76; RALBP1
종	인간
유전자ID (인간)	10928
유전자ID	10928
면역원	합성 펩타이드: 인간 RALBP1 (Q15311)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15311
단백질 분자량	76kDa
배송 방식	아이스 팩