

Wb, Elisa용 항-Ran 토끼 단클론 항체 - P62826

품목 번호: CM0009324



소개

WB 및 ELISA 용도의 토끼 단클론 항-Ran 항체. 사람, 생쥐 및 랫드에서 Ran(24 kDa)을 검출합니다. 핵-세포질 수송과 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ran 토끼 mAb
비고/별칭	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
종	사람
GeneID (사람)	5901
GeneID	5901
면역원	합성 펩타이드: 사람 Ran(P62826)의 아미노산 117~216번 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
유래 동물	토끼
분류	단클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	P62826
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩