

Anti-Ranbp9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96S59

품목 번호: CM0018394



소개

사람 RanBP9 (RanBPM)를 타겟으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, CTLH E3 리가제 복합체 기능, 세포 신호 전달 및 세포골격 재배열 연구에 이상적입니다. 사람 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RanBP9 Rabbit pAb
비고/별칭	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	10048
유전자 ID	10048
면역원	사람 RanBP9 (NP_005484.2)의 아미노산 480-605에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q96S59
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백 (Ice bag)