


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rapgef1 (C3G/Grf2) 다클론 항체 - Q13905

품목 번호: CM0022436



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 인간 RAPGEF1/C3G (Q13905)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 세포 접착, RAS 활성화 및 신경돌기 성장을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAPGEF1 토끼 pAb
비고/별칭	C3G; GRF2; RAPGEF1
종	인간
GeneID (인간)	2889
GeneID	2889
면역원	인간 RAPGEF1 (NP_941372.1)의 844~1095번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13905
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스백