


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rars Rabbit Monoclonal Antibody - P54136

품목 번호: CM0009724



소개

인간 RARS (arginyl-tRNA synthetase)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차 반응함. 단백질 합성 및 염증성 사이토카인 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RARS Rabbit mAb
비고/별칭	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
종	인간
유전자 ID (인간)	5917
유전자 ID	5917
면역원	인간 RARS (NP_002878.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P54136
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백