


Wb 및 Elisa용 Anti-Rassf1 토끼 다클로날 항체 - Q9Ns23

품목 번호: CM0017055



소개

사람 RASSF1 (UniProt Q9NS23)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 종양 억제제 연구, 세포 주기 및 세포 사멸 연구에 적합합니다. 사람 및 마우스와 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품명	RASSF1 Rabbit pAb
비고/별칭	I23F2; RDA32; NORE2A; RASSF1A; REH3P2I; RASSF1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	11186
GeneID	11186
면역원(Immunogen)	사람 RASSF1 (NP_009113.3)의 아미노산 101-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NS23
단백질 분자량(Protein Weight)	39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)