

Wb 및 Elisa용 Anti-Rav1 토끼 다클론 항체 - Q9Zwm9

품목 번호: CM0020576



소개

Arabidopsis thaliana RAV1 전사 인자를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 에틸렌 신호 전달과 생장 조절에 관여하는 39 kDa 핵 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAV1 토끼 pAb
비고/별칭	AtRAV1; EDF4; ETHYLENE RESPONSE DNA BINDING FACTOR 4; related to ABI3/VP1 1; T6J4.2; T6J4_2; RAV1
종	Arabidopsis thaliana
유전자 ID	837886
면역원	Arabidopsis thaliana RAV1(NP_172784.1)의 아미노산 245~344 영역에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9ZWM9
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩