

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rbm17 토끼 다클로날 항체 - Q96I25

품목 번호: CM0030293



소개

WB, IHC-P, ELISA용 재조합 인간 RBM17 (SPF45)로 면역한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. mRNA 스플라이싱 조절에 관여하는 45 kDa 핵 스플라이싱 인자를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM17 Rabbit pAb
비고/별칭	SPF45; RBM17
종	인간
유전자 ID (인간)	84991
유전자 ID	84991
면역원	재조합 단백질 인간 RBM17 (NP_116294.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96I25
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백