

Wb 및 Elisa용 Anti-Rbm26 토끼 다클로날 항체 - Q5T8P6

품목 번호: CM0015375

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 적용 가능한 Anti-RBM26 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 RNA 결합 단백질 26(RNA-binding protein 26)을 표적으로 하며, 핵 내 폴리(A)+ RNA 전환(turnover)과 관련이 있습니다. 전사 후 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBM26 Rabbit pAb
비고/별칭	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	64062
유전자 ID	64062
면역원(Immunogen)	인간 RBM26 (NP_071401.3)의 아미노산 65-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q5T8P6
단백질 분자량	114kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)