


Wb 및 Elisa용 Anti-Rcl1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y2P8

품목 번호: CM0025636



소개

인간 RCL1 (RNA 3'-terminal phosphate cyclase-like protein)을 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 검증되었습니다. 리보솜 생성(ribosomal biogenesis) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RCL1 Rabbit pAb
비고/별칭	RNAC; RPCL1; RCL1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	10171
면역원(Immunogen)	인간 RCL1 (NP_005763.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y2P8
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)