

Wb, Elisa용 항-Reptin/Ruvbl2 토끼 단일클론 항체 - Q9Y230

품목 번호: CM0011727



소개

인간 Reptin/RUVBL2(RUVBL2, TIP48, ECP51)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 크로마틴 리모델링, 전사 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Reptin/RUVBL2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
종	인간
유전자ID (인간)	10856
유전자ID	10856
면역원	인간 Reptin/RUVBL2(Q9Y230)의 아미노산 350-450번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Y230
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩