

Wb, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Rfc1 토끼 다클론 항체 - P35251

품목 번호: CM0021212



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 RFC1 토끼 다클론 항체입니다. DNA 복제에서 PCNA 로딩에 필수적인 복제 인자 C 소단위체 1(128kDa)을 표적으로 합니다 - P35251.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RFC1 Rabbit pAb
비고/별칭	A1; RFC; PO-GA; RECCI; CANVAS; MHCBBF; RFC140; RFC1
종	사람
GeneID (사람)	5981
GeneID	5981
면역원	사람 RFC1(NP_001191676.1)의 아미노산 400-700에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P35251
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스팩