

Wb, Elisa용 Anti-Rfc5 폴리클론 항체 - P40937

품목 번호: CM0028513



소개

인체 RFC5를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 마우스 및 쥐(Rat) RFC5와 교차 반응하며, DNA 복제 및 PCNA 로딩 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RFC5 토끼 pAb
비고/별칭	RFC36; RFC5
종	인체 (Human)
GeneID (인체)	5985
GeneID	5985
면역원	인체 RFC5(NP_031396.1)의 아미노산 181-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P40937
단백질 무게	38kDa
배송	아이스팩