

Wb 및 Elisa용 항Rgs10 토끼 다클론 항체 - O43665

품목 번호: CM0026219



소개

인간 RGS10을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅과 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며 약 21kDa 단백질을 검출합니다. GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RGS10 토끼 pAb
비고/별칭	RGS10
종	인간
유전자 ID	6001
면역원	인간 RGS10(NP_001005339.1)의 아미노산 1-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43665
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백