

Wb, Elisa용 Anti-Rhoc Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증) - P08134

품목 번호: CM0014664



소개

RhoC(P08134)를 표적으로 하는 KO 검증 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA용으로 설계되었으며, 인간 및 쥐와 교차반응성을 가집니다. RhoC의 신호전달, 세포골격 역학 및 세포질분열에서의 역할 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] RhoC Rabbit pAb
비고/별칭	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; oC
종	인간
GeneID (인간)	389
GeneID	389
면역원	인간 RhoC (NP_786886.1)의 아미노산 1-193에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P08134
단백질 무게	22kDa
배송	아이스백