


Wb, Elisa용 항-Rnase1 다클론 항체 - P07998

품목 번호: CM0026979



소개

인체 RNASE1(리보뉴클레아제 A)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료하였으며 마우스와 교차 반응합니다. RNA 대사 및 체장 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNASE1 토끼 pAb
비고/별칭	RAC1, RIB1, RNS1, RNASE1
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	6035
면역원	인체 RNASE1의 아미노산 29-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_937875.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P07998
단백질 무게	18kDa
배송	아이스팩