


Wb, If, Ihc, Elisa용 항Rnase6 다클론 항체 - Q93091

품목 번호: CM0013931



소개

RNASE6 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 나타내며 WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증된 다클론 항체입니다. RNase K6 항균 활성 및 요로 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNASE6 토끼 pAb
비고/별칭	RAD1; RNS6; RNasek6; RNASE6
종	인간
유전자 ID (인간)	6039
유전자 ID	6039
면역원	인간 RNASE6 (NP_005606.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q93091
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩