


Wb, If/Icc, Elisa용 항Rnaseh2A 토끼 다클론 항체 - O75792

품목 번호: CM0013214



소개

RNASEH2A에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫드와 반응합니다. DNA 복제 및 아이카르디-구티에레스 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNASEH2A 토끼 pAb
비고/별칭	AGS4; JUNB; RNHL; RNHIA; THSD8; RNASEHI; RNASEH2A
종	인간
유전자ID	10535
면역원	인간 RNASEH2A (NP_006388.2)의 아미노산 1-299에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O75792
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백