

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rnf10 다클론 항체 - Q8N5U6

품목 번호: CM0024157

소개

리보솜 품질 관리에 핵심적인 E3 유비퀴틴 리가아제인 인간 RNF10를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 약 90 kDa 단백질을 검출하며 스트레스 반응과 단백질 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RNF10 토끼 pAb
비고/별칭	RNF10; RIE2; RING 핵단백질 10
종	인간, 마우스, 래트
유전자ID (인간)	9921
면역원	인간 RNF10 (NP_055683.3)의 아미노산 660-760 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N5U6
단백질 분자량	89kDa/90kDa
배송 방식	아이스 팩