


Wb, Elisa용 Anti-Rnf168 폴리클로날 항체 - Q8Iyw5

품목 번호: CM0030001



소개

인간 E3 유비퀴틴-단백질 리가제 RNF168에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 손상 반응 및 히스톤 유비퀴틴화의 핵심 조절자인 인간 및 마우스 RNF168을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF168 Rabbit pAb
비고/별칭	RIDL; hRNF168; RNF168
종	인간
GeneID (Human)	165918
GeneID	165918
면역원	인간 RNF168 (NP_689830.2)의 아미노산 300-571에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8IYW5
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백