


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rnf8 토끼 단일클론 항체 - O76064

품목 번호: CM0006724



소개

RNF8 토끼 단일클론 항체는 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 손상 복구에 관여하는 인간, 마우스 및 래트 RNF8 E3 유비퀴틴 리가아제(~56 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF8 토끼 mAb
비고/별칭	hRNF8; RNF8
종	인간
GeneID (인간)	9025
GeneID	9025
면역원	재조합 단백질 인간 RNF8 (NP_003949.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O76064
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스백