

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rock2 폴리클로날 항체 - O75116

품목 번호: CM0027442



소개

ROCK2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 약 161kDa에서 인간, 마우스, 쥐의 ROCK2를 검출합니다. 세포골격 및 키나제 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ROCK2 토끼 pAb
비고/별칭	ROCK-II; ROCK2
종	인간
유전자 ID (인간)	9475
유전자 ID	9475
면역원	인간 ROCK2 (NP_004841.2)의 아미노산 1109-1388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75116
단백질 분자량	161kDa
배송	아이스백