


Wb, Elisa용 Anti-Rpf2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H7B2

품목 번호: CM0023401



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 RPF2 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 리보솜 대형 아단위 조립에 관여하는 인간, 마우스, 랫트 RPF2 핵단백질을 검출합니다. 리보솜 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPF2 Rabbit pAb
비고/별칭	BXDC1; bA397G5.4; RPF2
종	Human
GeneID (Human)	84154
GeneID	84154
항원	인간 RPF2 (NP_115570.1)의 아미노산 1-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9H7B2
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩